

1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



PRIMEIRA UTILIZAÇÃO: os instrumentos são entregues **NÃO ESTERILIZADOS** e devem ser reprocessados antes de cada utilização, seguindo as instruções.



O processo de limpeza deve começar imediatamente após a utilização. Não deixar que instrumentos contaminados sequem.



Os instrumentos Deppeler são instrumentos afiados e/ou pontiagudos que podem causar lesões ao paciente ou ao utilizador se utilizados incorretamente. Estes instrumentos só podem ser utilizados e reprocessados por pessoal formado e qualificado.

Pelas mesmas razões, os instrumentos que se encontrem no fim da sua vida útil, não devem representar um risco de contaminação ou lesões durante a eliminação. Deve ser dada especial atenção às respetivas pontas e arestas de corte.



A vida útil dos instrumentos Deppeler está garantida por mais de 100 ciclos de utilização. A deterioração devida ao reprocessamento e à utilização pode afetar o desempenho sem risco para o paciente e o utilizador.



Qualquer incidente grave que envolva a utilização de um instrumento Deppeler deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente.

2. CONTRAINDICAÇÕES



Os instrumentos Deppeler não devem ser afiados durante o tratamento. O seu contacto com um dispositivo não esterilizado pode originar contaminação.



O desempenho dos instrumentos Deppeler pode ficar afetado se estes caírem ao chão. Verificar cuidadosamente a presença de qualquer deformação ou fissuras.

3. DESINFEÇÃO, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

Recomendações gerais

- Utilizar apenas soluções detergentes aprovadas com efeito desinfetante (listagem VAH/DGHM, marcação CE) e seguir rigorosamente as suas instruções de utilização.
- Para sua própria segurança, os profissionais devem usar equipamento de proteção individual (óculos de proteção, máscara e luvas).
- O utilizador é responsável pela limpeza, desinfeção, esterilização e estado dos instrumentos que utiliza.
- É imprescindível utilizar água desmineralizada para o enxaguamento final.
- Nunca utilizar uma escova de arame para remover resíduos sólidos dos instrumentos, já que poderia danificá-los permanentemente. É preferível limpá-los imediatamente após a utilização, para evitar que permaneçam resíduos sólidos a remover.

Instruções de reprocessamento

N.º	Operação	Ações	Avisos e observações
1	Imersão em solução desinfetante	Imediatamente após a utilização, mergulhar todos	Observar as instruções do fabricante relativamente às concentrações e tempos de

		os dispositivos numa solução desinfetante.	imersão (a concentração ou imersão excessiva pode conduzir à corrosão do dispositivo ou outros danos). A solução de desinfeção prévia deve ser substituída após cada imersão.
2	Enxaguamento	Enxaguar bem os instrumentos sob água corrente.	Utilizar água da torneira para o enxaguamento.
3	Limpeza automática numa máquina de lavar e desinfetar	Colocar os instrumentos no aparelho, quer em bandejas de esterilização abertas, quer individualmente. Iniciar o ciclo apropriado. Utilizar uma solução detergente aprovada pelo fabricante da máquina de lavar e desinfetar.	Utilizar um aparelho conforme com a norma ISO 15883. Evitar qualquer contacto entre os instrumentos. Seguir as instruções e concentrações especificadas pelo fabricante da solução detergente. Seguir as instruções da máquina de lavar e desinfetar, e verificar se os critérios de desempenho são cumpridos após cada ciclo, conforme indicado pelo fabricante. A etapa final de enxaguamento deve ser realizada com água desmineralizada. É da responsabilidade do profissional seguir os procedimentos de calibração, validação e manutenção especificados pelo fabricante da máquina de lavar e desinfetar.
4	Secagem	Os instrumentos devem ser cuidadosamente secos quando removidos da máquina de lavar e desinfetar.	Os resíduos líquidos podem deixar manchas inestéticas nos instrumentos.

N.º	Operação	Ações	Avisos e observações
5	Inspeção	Se necessário, examinar os instrumentos com o auxílio de uma lupa para garantir que todos os resíduos foram removidos.	Recomenda-se a utilização de uma lupa (estilo relojoeiro). Instrumentos sujos devem ser limpos e desinfetados novamente.

		Verificar o estado das lâminas e identificar quaisquer instrumentos que necessitem de ser afiados.	
6	Afiação	Verificar o estado das arestas dos instrumentos e afiá-los, se necessário.	<p>Recomenda-se afiar em conformidade com o método Deppeler. É imprescindível afiar na direção da lâmina a fim de garantir a melhor qualidade e duração da afiação.</p> <p>Disponibilizamos informações adicionais sobre os nossos métodos de afiação em: https://www.deppeler.ch/shop/films.html</p>
7	Embalagem	Colocar os instrumentos num recipiente de esterilização, ou colocá-los individualmente ou envolvê-los num saco de esterilização, tendo cuidado para que as lâminas não perfurem o saco.	<p>Recomendamos o uso de um sistema de gavetas para gestão de instrumentos.</p> <p>Deve dar-se preferência a gavetas de pequena dimensão, para que não haja necessidade de reprocessar instrumentos cuja utilização seja pouco frequente.</p>
8	Esterilização	<p>Recomendamos a esterilização a vapor (ciclo Prion) a 134 °C (273,2 °F) durante 18 min.</p> <p>Uma vez concluído o ciclo, verificar a integridade da embalagem, a ausência de humidade, e a não alteração da cor ou do aspeto dos instrumentos.</p>	<p>Utilizar apenas um esterilizador a vapor pré-vácuo que cumpra os requisitos das normas EN 13060 (classe B, esterilizadores pequenos) e EN 285 (esterilizadores grandes), com vapor saturado.</p> <p>Colocar as saquetas no esterilizador de acordo com as instruções do fabricante.</p> <p>Aplicar um procedimento de esterilização validado, em conformidade com a norma ISO 17665.</p> <p>É da responsabilidade do profissional seguir os procedimentos de calibração, validação e manutenção especificados pelo fabricante do esterilizador.</p>