



**DEPPERLER**

*Signature of excellence*

# SMART SCALING KÜRETTEN

Zwei Instrumente zur Behandlung aller  
parodontalen Taschen



## ZWEI UNIVERSAL KÜRETZEN

für eine perfekte Behandlung aller Oberflächen

- Vollständige Behandlung mit einem minimalistischen Set
- Mehr Komfort für den Anwender und den Patienten
- Vereinfachte Logistik in der Praxis
- Leichte und ergonomische Instrumente




## INNOVATIVES DESIGN

für optimalen Zugang zu den Parodontaltaschen

Die Form der Smart Scaling Küretten ist das Ergebnis intensiver Forschung. Der Durchmesser des Schafts, die Länge der verschiedenen Segmente und die Abwinkelungen wurden mit größter Sorgfalt entwickelt für optimalen Zugang zu den Parodontaltaschen. Die Klinge ist beidseitig geschliffen. Sie hat einen offenen Winkel, sowie eine leicht konische und abgerundete Form. Diese außergewöhnliche Geometrie erlaubt die bestmögliche Arbeitssicherheit, ohne Risiko das gesunde Gewebe zu verletzen.

Offenerer Winkel = Sicherheit



*„Moderne Handinstrumente sollten den Anforderungen an minimalinvasive Behandlungsweise entsprechen und somit grazil und präzise sein, ohne an Stabilität zu verlieren. Neben ergonomischen Gesichtspunkten sollten sie zudem eine möglichst rationelle Arbeitsweise ermöglichen. Diese Vorgaben habe ich zusammen mit Deppeler bei der Entwicklung der neuen DSS Instrumente verwirklicht. Die beidseitig geschliffene Kante und der spezielle Winkel der Arbeitsenden ermöglichen die Reduktion auf lediglich zwei Instrumente, mit denen sämtliche Flächen von Molaren, Prämolaren und Frontzähnen erreicht werden können. Die PAR-sondenartige Tiefenmarkierung an den Instrumentenenden ermöglicht eine lokal präzise Entfernung von Konkrementen, ohne gesundes Gewebe zu traumatisieren. Der euentwickelte Griff begünstigt ermüdungsfreies Arbeiten. Probieren Sie die DSS Küretten aus, Sie werden begeistert sein!“* - Daniela Krejci, Dentalhygienikerin ES, Groupement dentaire de Signy (Schweiz)

## 'Smart Scaling' Kürette - Frontzähne & bukkal/palatinal | DS1CN

Frontzähne

Bukkal / Palatinal



DS1CN auf einen Frontzahn.

## 'Smart Scaling' Kürette - Mesial/Distal | DS2CN

Mesial / Distal

Mesial / Distal



DS1CN auf der bukkalen Oberfläche eines Frontzahns.

„Ich konnte mir erst nicht vorstellen, vom großen Gracey Satz auf nur zwei Küretten zu reduzieren... aber jetzt möchte ich keine PAR-Behandlung mehr ohne meine DSS Küretten durchführen! Sie sind optimal gewinkelt, absolut atraumatisch und die Zeitersparnis ist sensationell.“

Ricarda Fichtner-Greiling, Dentalhygienikerin Praxisklinik Dres. Liebel & Suntov, Ingolstadt (DE), M.Sc. Parodontologie & M.Sc. Implantologie

Bildnachweis: Sonja Steinert, Dentalhygienikerin (DE)

## Auch mit einer 3-6-9-12 Tiefenmarkierung erhältlich

Dank der Lasermarkierung auf dem Schaft der Smart Scaling Küretten kann sich der Anwender darauf verlassen, in der richtigen Arbeitstiefe zu sein. Er kann vollkommen sicher und mit einer vorher nie erreichten Präzision arbeiten.



'Smart Scaling' Kürette mit Tiefenmarkierung - Frontzähne & bukkal/palatinal | DSS1CN

'Smart Scaling' Kürette mit Tiefenmarkierung - Mesial/Distal | DSS2CN

Vidéo



# Bestellinformationen

Diese Instrumente können einzeln oder als Kit bestellt werden.

Kit Referenz: **KITDSCN**

**KITDSSCN** (mit Tiefenmarkierung)

enthält

- ☞ Universal Kürette Frontzähne & bukkal/palatinal | Ref. DS(S)1CN
- ☞ Universal Kürette Mesial/Distal | Ref. DS(S)2CN
- ☞ Universal Scaler | Ref. M23CN
- ☞ Doppelendige Sonde | Ref. H125
- ☞ Spiegel | Ref. MIR-SDMS-N
- ☞ Sterilisationskassette | Ref. CLEANextB5

## Griffauswahl

CLEANext Griff (dunkel grau)



Ref. DS(S)1 CN / DS(S)2 CN

ADEP Griffhülse (11 Farben zur Auswahl)



Ref. DS(S)1+ADEP (Farbcode) / DS(S)2+ADEP (Farbcode)



WWW.DEPELER.CH

f DEPELERSA | @ DEPELER\_INSTRUMENTS



**DEPELER**

*Signature of excellence*